



## PERISTIM PRO

### *Stimulateur neuromusculaire pour la rééducation périnéale*

Le PERISTIM PRO permet l'application de tous les traitements d'électrostimulation pour la rééducation périnéale.

Il propose des programmes préétablis pour l'incontinence d'effort, l'instabilité vésicale, et l'incontinence mixte.

Le PERISTIM PRO peut faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance Maladie pour l'auto-traitement à domicile (sur prescription, soumise à conditions).

Nouveau :

- Un large écran rétro-éclairé rend l'utilisation encore plus agréable.
- Une fonction pause permet d'interrompre et de reprendre le traitement à tout moment sans avoir à ajuster l'intensité.

### CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

- 2 canaux indépendants
- Courant constant rectangulaire symétrique compensé : 100 mA à 1500 Ohms
- 2 modes de stimulation : Continu, Intermittent
- 9 programmes prédéfinis
- 3 programmes libres
- Fréquence réglable : de 2 à 120 Hz
- Largeur d'impulsion réglable : de 50 à 300  $\mu$ s
- Timer réglable de 0 à 60 min
- Écran digital rétro-éclairé
- Verrouillage de clavier

- Contrôle de l'observance du traitement
- Indicateur de niveau de batterie
- Alimentation : 2 piles 1,5V

## RENSEIGNEMENTS

- Modèle CEFAR PERISTIM PRO
  - Réf : 111.231
  - Taille : 120 x 50 x 30 mm
  - Poids : 180g
  - Livré avec :
    - une sonde vaginale Saint-Cloud Plus
    - 2 câbles bipolaires X2
    - 1 guide clinique
    - 1 housse de transport
  - Garantie 2 ans
- CE 0413

## ACCESSOIRES

Sonde SAINT-CLOUD PLUS  
 Réf. : 114.610  
 Câbles bipolaires X2  
 Réf. : 111.955

## SONDES

### SONDE VAGINALE CLASSIC

#### Hygiène

La finition polie de cette sonde monobloc élimine tout risque d'accrochage de matière et peut être désinfectée à l'aide de produits désinfectants spécifiques (type Sténanos<sup>®</sup>)

#### Confort

Le polissage supprime toutes les aspérités inconfortables pour la patiente.

#### Anatomie

Sa forme étranglée améliore le maintien dans le vagin afin d'éviter l'expulsion lors des contractions.

#### Facilité d'utilisation

L'extrémité allongée de la sonde facilite la prise en main et permet une meilleure visualisation en stimulation comme en Biofeedback.

La sonde Classic est remboursée au tarif TIPS

#### Caractéristiques :

- Matériaux de contact : ABS, Inox 316 L
- Etanchéité obtenue par moulage jusqu'à la sortie du câble.
- Sonde entièrement pleine
- Blindage du câble, tresse étamée et couverture PVC
- Conditionnement thermosoudé garantissant la première utilisation
- Pochette supplémentaire pour protéger la sonde après chaque traitement, accompagnée d'une notice d'utilisation

CE 0398

Sonde Classic Din 3 broches : référence 114.502

## **SONDE VAGINALE SAINT-CLOUD PLUS®**

*Nouvelle technologie*

La sonde Saint-Cloud Plus®, légèrement courbée, respecte la morpho-physiologie vaginale pour procurer un meilleur contact des électrodes sur la paroi vaginale.

La nouvelle forme donnée aux électrodes offre une surface optimale de contact sur la zone utile à stimuler. Leurs grandes surfaces et leurs positions basses et latérales améliorent le confort et la qualité du recrutement musculaire.

Il est délicat de repérer la bonne profondeur de pénétration à chaque séance. La sonde Saint-Cloud Plus® propose une solution ingénieuse pour remédier à ce problème : une collerette peut être positionnée à différentes distances des électrodes. Elle assure le maintien de la sonde à la profondeur choisie.

Cette collerette peut rester en place sur la sonde, évitant une nouvelle recherche du bon emplacement.

La sonde Saint-Cloud Plus® est pleine. Elle est conçue pour être totalement immergée dans un bain de désinfectant après déconnexion de ses câbles.

Son nettoyage est ainsi facilité et permet une hygiène parfaite.

### Caractéristiques :

- Matériaux de contact : ABS, Inox 316 L
- Sonde entièrement pleine
- Collerette amovible de réglage de profondeur
- Pochette réutilisable, avec notice d'utilisation
- Câbles de raccordement indépendants
- rembourser au tarif TIPS

Référence 114.610

CE 0398

## **SONDE ANALE**

Rééducation périnéale chez l'homme

La sonde anale Saint-Cloud est adaptée à la rééducation des muscles du plancher pelvien par voie rectale chez l'homme. Elle permet l'électrostimulation fonctionnelle et le biofeedback EMG.

La nouvelle sonde anale Saint-Cloud respecte la physiologie et permet un meilleur recrutement musculaire en évitant le désagrément d'une stimulation de la ligne pectinée.

- Surface optimale des électrodes métalliques garantissant l'efficacité de la stimulation
- Diamètre de la sonde répondant au meilleur compromis confort/efficacité

### **Innovations**

#### **La bague 110°**

Un double recrutement musculaire (pubo-rectal et sphincter strié anal) est assuré par une bague située au niveau de l'angle ano-rectal (angle de 110°). Cette nouvelle approche contribue à assurer un positionnement stable et une stimulation plus efficace des muscles.

#### **La languette de maintien amovible**

Désormais, le maintien de la sonde en place pendant la rééducation est grandement facilitée par l'adjonction d'une languette de maintien amovible. Cette languette tenue d'une main par le patient permet d'éviter l'expulsion de la sonde.

#### **Caractéristiques :**

- Matière en contact avec patient : ABS biocompatible
- Inox 316L biocompatible
- Surface électrode1 : 240 mm<sup>2</sup>
- Surface électrode 2 : 300 mm<sup>2</sup>
- Longueur sonde : 11 cm
- Largeur sonde : 1,3 cm
- Olivette : 1,6 cm

Réf : 114.240 : Sonde anale en Din 3 Broches

Réf : 114.242 : Sonde anale en 2 fiches bananes 2 mm

CE 0398