



# Le *revO* *bout des doigts !*



**ACQUERIR ET  
MAÎTRISER L'IMAGE EN  
ENDOSCOPIE**



***Moniteurs tactiles TFT LCD 17" et 12"  
Capture d'images  
Enregistrement vidéos intégré  
Graveur CD/DVD intégré, Ports USB  
Archivage, Compatibilité réseau  
Homologué CE médical***

**PENTAX**



## **rev<sup>O</sup> 12, 17 & 19"**

**La solution de remplacement des moniteurs CRT, LDC et écrans plats traditionnels**

**Visualisation, capture, enregistrement d'images et de séquences vidéo**

**Moniteur Principal ou second moniteur sur les colonnes d'endoscopie nécessitant 2 équipements vidéo (CPRE, Echo endoscopie...)**

**Acquisition images et vidéos par la commande de l'endoscope**

**Affichage simultané de 2 signaux vidéo en mode PIP (Picture in Picture)**

**Enregistrement : images JPEG, séquences vidéo MPEG2 / 4 (compteur en temps réel)**

**Affichage et contrôle immédiat de la photo enregistrée**

**Entrées vidéo au format composite ou Y/C**

**Disque dur 100 Go évolutif, Ports USB, Graveur CD/DVD**

**Seul ou associé au modèle 17", le 12" : idéal comme second écran de contrôle**

**Interface utilisateur par écran tactile « Touch Screen » avec ou sans gants médicaux**

**Logiciel intuitif simple d'utilisation (recherche de fichiers, montage vidéo...)**

**Compatible tous signaux vidéo disponibles en endoscopie**

- Homologué CE
- Conforme normes électriques et électromagnétiques en vigueur
- Façade étanche. Entretien avec désinfectants courants pour les équipements médicaux
- Possibilité de connexion réseau DICOM (format d'export JPEG et MPEG2)